

LABORATORIJSKI DRŽAČ SONDI

tip SE413

septembar 2023.



Razmera 1 : 3

- Držač je univerzalan – mogu se pričvrstiti dve sonde prečnika 3 mm do 22 mm, ili 2 x 2 mm do 16 x 16 mm, kao i kablovi ili creva prečnika do 7 mm.
- Može se koristiti posuda od desetak mililitara, do laboratorijske čaše od 250 ml.
- Izvanredno je hemijski inertan – sve komponente, uključujući opruge, su od elektropoliranih i hemijski pasivizovanih austenitnih nerđajućih čelika serije SAE 300.
- Obezbeđuje ponovljivo postavljanje sondi.
- Lako se briše, pere, ili čisti ultrazvučno.
- Može se sterilisati.
- Može se koristiti uobičajeno na temperaturama do 300 °C.

GK 210824, 211116... 200905, 230915

